


胎盤・胎児移行性試験 乳汁中分泌試験

胎盤・胎児移行性試験

- 妊娠ラット（器官形成期および周産期）の組織内放射濃度を測定します。
- 組織摘出法およびQWBAでの評価が可能です。



QWBAの解析例（検量線）




大型滑走式凍結マイクローム
CM3600



バイオイメージングアナライザー
FLA7000

乳汁中分泌試験

- 授乳期のラットから経時的に乳汁と血漿を採取し、測定します。
- 薬物動態解析ソフトウェアWinNonlinにより、薬物動態パラメータを算出します。



●お問い合わせ／資料請求はこちらまで

メディフォード株式会社 www.mediford.com

[東京] 〒174-0053 東京都板橋区清水町3-6番1号

非臨床事業部 tel. **03-6905-5861**



「生きていく」を明るく、前向きにする。

 **mediford**
A Member of PHC Group